

USB يده كاميرا رقمية المجهر 200X

Product Features:

بكسل 0.3M

مايكرو النطاق لانس X أمبير؛ 100 & X عدسة: المزوج المحور 27

(أطلق عليه الرصاص المفاجئة: البرامج والأجهزة (اختياري

بكسل)، (1.3M X1024 بكسل)، (2M 1280 X1200 بكسل)، (5M 1600 X1738 فيديو القبض على القرار: 2304
1280x960, 1024x768, 800x600, 640X480, 352X288, 320X240, 160x120.

ثانية تحت 600 السطوع لوكس / F معدل الإطار: ماكس. 30

الخيار HZ / 60HZ وميض التحكم: 50

AVI: تنسيق الفيديو

(وظيفة ON / OFF مصدر الضوء: الضوء الأبيض الصمام × 4 (يكون

(يدوي) 200X ~ X نسبة التكبير: 20

منفذ USB (5V DC) امدادات الطاقة: منفذ

واجهة PC: USB2.0 & USB1.1 أمبير؛

98 ويندوز SE / ME / 2000 / XP / Vista نظام التشغيل: ويندوز

(R) ملم 33 X (L) البعد: 112 ملم

سائق)، مربع اللون) ROM CD ، سبائك حامل، دليل المستخدم A1: الملحقات

القرار: 2-5 ميجا

الداخلية البصرية عدسة

التكبير: 10-200 مرات

مكافحة ترتعش وظيفة التقاط الصور

LED الإضاءة الداخلية

FPS سرعة العرض: 30

واجهة: USB (PC)

الميزات الرئيسية:

يمكن ان تكون مرتبطة يده مجهر رقمي مع جهاز الكمبيوتر وسهولة التشغيل. أنه يحتوي على نطاق واسع من التطبيقات، مثل:

1. كشف الجلد

2. الكشف عن الجذر. الشعر

3. التفتيش الصناعية (مثل الطباعة مجلس، ومعدات دقيقة) PCB

4. الطباعة

5. النسيج

6. بيولوجي التفتيش

7. العتيقة والتفتيش جواهرية

8. مسرح الجريمة، بصمة والتحقيق أدلة مادية

9. أخرى

متطلبات النظام:

ينبغي أن يطلب من أجهزة الكمبيوتر على النحو التالي:

ماك 10.43 / 10.49 ، 7 ، Vista / XP / ME / نظام التشغيل: ويندوز 98/2000

وحدة المعالجة المركزية: بنتيوم 300 أو أعلى

واجهة: USB2.0

أو أعلى IMB الذاكرة الداخلية: 64

وما فوق MB مساحة التخزين: HDD 12

تركيب الأجهزة وعن طريق:

إلى جهاز الكمبيوتر USB 1. قم بتوصيل كبل

2. إذا كان في حاجة الإصلاح، يرجى إصلاح الجسم المجهر في مقطع من جراب ثلاثي (بدقة العملية، يرجى اختيار المهنية المجهر

موقف قابل للتعديل عند الحاجة بدقة العملية)، وضبط العدسة إلى كائن تفتيشها.

3. اختر مسافة مناسبة بين والكائنات، وضبط التركيز.

4. ضبط ضوء الصمام عن طريق لمسة زر (وليس لجميع الموديلات) أو الضوء.

5. تبدأ التقاط "لبدء" Clik، الفيديو: افتح البرنامج وانقر فوق "ملف"، اختر "تعيين ملف الالتقاط" لتعيين مسار التخزين Take.

التسجيل، ثم اضغط ثانية لوقف.

6. في ويندوز: Take. الصور

أو نظام حمدوني، افتح البرنامج وانقر فوق "ملف"، اختر "تعيين ملف الالتقاط" لتعيين مسار التخزين، انقر فوق "لقطة" لأخذ 7

مع المدمج في الكاميرا لالتقاط الصورة coputer باستخدام XP الصورة. في نظام

Product Pictures:





Product Packaging:

GW / G.W: 14 كجم

NW / N.W: 13 كجم

سم 65x33x26 / خارج حجم مربع



Approval Certification:





Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

