

1000x 2,0mp 4,3-Zoll-Elektronikmikroskop DM4-Digital-LCD-Mikroskop-Kamera mit Aufladung

Warenpräsentation



Eigenschaften:

1. Vollständige Funktionen, klares Bild, feine Verarbeitung, Batteriewechsel, Anschluss an Computer, kompakt und tragbar, Unterstützung für bis zu 12 Sprachen usw.
2. Integriertes Design mit 4,3-Zoll-LCD-Bildschirm, keine Verbindung mit dem Computer an.
3. 8 LED-Leuchten zur Beleuchtung bei schwachen Lichtverhältnissen, und die Helligkeit ist einstellbar.
4. Eingebauter Akku: 18650 2600mA (Unterstützung Demontage und Ersatz)
5. 2 Millionen Pixel

Produktbeschreibung

PRODUCT DESCRIPTION

• SELECTECH •

Produktspezifikation	
Video-Maximum-Pixel.	720p.
Linse optische Größe.	1/6.5 "
Fotoauflösung VGA.	VGA 1,3 m 2m 3m
Video Auflösung	VGA 720P.
Fotoauflösung.	3m, 2m, 1,3 m, VGA
Datei Format	Jpg / avi.
Fokus Modus	Handbuch
Bildformat.	Jpg / bmp.
Pracht	500/1000.
Lichtquelle	8 LED-Leuchten (einstellbare Helligkeit)
Fokussierungsbereich	10 ~ 40 mm (sichtbare Ansicht)
PC-Auflösung und Bildübertragungsrate rateched	640 * 480 / 26FPS, 1280 * 720 / 26FPS
WEISSABGLEICH	automatisch
Unterstützung der Sprache	12 Sprachen
Maximales Signal an Rauschverhältnis	Tbd db.
WEISSABGLEICH	automatisch
Automatisch	Exposition
PC-Betriebssystem.	Windos XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5 oder höher
Linsenstruktur.	2G + IR.
Öffnungen	F4.5.
Objektivwinkel	16.
Schnittstellen- und Signalübertragungsmodus	Micor / USB2.0.
Betriebstemperaturen.	-20 ° C ~ + 60 ° C
Arbeitsfeuchtigkeit.	30% ~ 85% rF
Arbeitsstrom	330 ma
Energieverbrauch	1.65w.



HD DISPLAY

- **8 million HD camera**
- **1000 times magnification**

4.3 INCH

HD DISPLAY MICROSCOPE



4.3 INCH

STRUCTURE DISPLAY



FEATURES



METAL BODY



EASY TO USE



4.3 INCH



HD DISPLAY




CLEAR AND DISTINCT

LED


8 LED LIGHTS




Parasite



Sperm



Microorganism



Blood

01

HD DISPLAY

The screen is clearer





02

LED LIGHT

Look more closely

03

NOT-SILP BASE

More stable







Built-in battery: 18650 2600mA

(Support disassembly and replacement)



