

200X Handheld Digital câmera microscópio usb

Product Features:

0.3M pixels

Lens: Dual Axis 27X & 100X Micro-Scope Lens

Snap Shot: Software e Hardware (Opcional)

Resolução de vídeo: 2304x1738 (5M pixels), 1600x1200 (2M Pixel), 1280x1024 (1.3M Pixel), 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 160x120.

Frame Rate: Max. 30f / s Under 600 Lux Brilho

Controle Flicker: 50Hz / 60Hz Opção

Formato de vídeo: AVI

Fonte de Luz: LED White Light x 4 (ter ON / OFF da função)

Relação da ampliação: 20X ~ 200X (Manual)

Fonte de alimentação: porta USB (5V DC)

PC Interface: USB2.0 & USB1.1

Sistema da operação: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista

Dimensão: 112 milímetros (G) X 33 milímetros (R)

Acessórios: A1-Alloy Stand, Guia do Usuário, CD-ROM (Driver), Caixa de Cores

Resolução: 2-5 mega

Inner-lente óptica

Ampliação: 10-200 vezes

Função de captura de imagem de Anti-tremor

Inner iluminação LED

Velocidade de exibição: 30FPS

Interface: USB (PC)

Características Principais:

Microscópio Digital portátil pode ser conectado com o computador e fácil de operar. Ela tem uma ampla gama de aplicações, tais como:

Detecção 1. Pele

Detecção de raiz 2. Cabelo

3. As inspeções industriais (como a placa PCB de impressão, equipamento mais preciso)

4. Impressão

5. Textile

6. Biologic inspeção

7. Antique e Jewelers inspeção

8. da cena do crime, impressão e investigação provas materiais

9. Outros

Exigência de sistema:

Os computadores devem ser exigidos como:

SO: Windows 98/2000 / Me / XP / Vista / 7, Mac 10,43 / 10,49

CPU: Pentium 300 ou superior

Interface: USB2.0

Memória interna: 64MB ou superior

HDD espaço de armazenamento: 12 MB e acima

Instalação de hardware e Usando:

1. Conecte Cabo USB para PC

2. Se a necessidade de correção, por favor corrija o corpo do microscópio no clipe do tri-pod (precisão operação, por favor, escolher suporte ajustável microscópio profissional quando precisão operação é necessária), ajuste a lente para o objeto inspecionado.

3. Escolha a distância adequada entre a e os objetos, ajustar o foco.

4. Ajuste a luz do LED pelo botão de toque (não para todos os modelos) ou luz.

Vídeo 5.Take: abra o software e clique em "Arquivo", escolha "Definir arquivo de captura" para definir o caminho de armazenamento, clique "Iniciar a captura" para iniciar a gravação, clique novamente para parar.

Imagens 6.Take: em janelas

7 ou sistema vist, abra o software e clique em "Arquivo", escolha "Definir arquivo de captura" para definir o caminho de armazenamento, clique no "instantâneo" para tirar foto. No sistema XP usando coputer com um built-in câmara para tirar foto.

Product Pictures:





Product Packaging:

GW / G.W .: 14 KGS

NW / N.W .: 13 KGS

fora o tamanho da caixa / MEAS .: 65x33x26 CM



Approval Certification:





Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1. Established in 2005, about 10 years of history;
2. Own main factories, supply diversification products and One stop service
3. Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC, CQC, RoHS, Reach, etc.
4. Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc
5. Production capability more than 100 thousands pcs/ month;
6. Monthly export more than 50 times delivery;
7. Exported to more than 20 countries and regions;
8. We provide an excellent combination between prices, quality & respond, delivery, after-sales!

Order program

Selectech



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation